

Beheizbares Vibrations-Fußmassagegerät

USER MANUAL



MODELL: 102401

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung nach dem Lesen bitte zum späteren Nachschlagen auf.


WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER VERWENDUNG

- * Hautkontakt bei Temperaturen ab 60 ° C ist verboten.
- * Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.
- * Dieses Produkt dient ausschließlich der Linderung von Beschwerden und ist kein Ersatz für medizinische Geräte oder Medikamente.
- * Sollten während der Anwendung Beschwerden oder Auffälligkeiten auftreten, beenden Sie die Anwendung bitte sofort und konsultieren Sie einen Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft.
- * Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchter Umgebung, um Beschädigungen der internen Komponenten zu vermeiden.

PARAMETER

Betriebsspannung	Charging Voltage	Battery Capacity
5V	DC 5V	3000mAh

PRODUKTDDETAILS



Tragehinweise



Schritt 1: Das Produkt positionieren

Nehmen Sie das Produkt heraus, entfalten Sie es vollständig und legen Sie es um Ferse und Wade, sodass Knöchel und Unterschenkel halb umschlossen werden.



Schritt 2: Die vorderen Gurte befestigen

Gurt 1 waagrecht straff ziehen und an Position 2 befestigen. Gurt 3 waagrecht straff ziehen und überkreuzen, um ihn an Position 4 zu befestigen.



Schritt 3: Fersenriemen fixieren

Riemen 5 (Fersenriemen) in Position 6 befestigen.



Schritt 4: Feineinstellung

Überprüfen Sie den festen Sitz aller Riemen, um einen sicheren und bequemen Halt zu gewährleisten.

MEHRERE EINSATZBEREICHE



Linker Fuß



Rechter Fuß




Ferse



Arm

Kontrollleur



Hinweis: Die Zahlen auf dem Display des Controllers zeigen die Heiztemperatur (° C/° F), die aktuelle Leistung und den Ladefortschritt (%) sowie die verbleibende Zeit (min) an.

1. Bei der Einstellung der Heiztemperatur gibt die Zahl + ° C/° F die Heiztemperatur an.
2. Bei der Einstellung der Vibrationsstufe gibt die Zahl die Massageintensität an.
3. Bei Verwendung der Timerfunktion gibt die Zahl + min die eingestellte Zeit an.
4. Im Betrieb (ohne Ladevorgang) gibt die Zahl + % die aktuelle Leistung an.
5. Während des Ladevorgangs gibt die Zahl + % den Ladefortschritt an.

SCHRITTE ANWENDEN

01 Überprüfung

Überprüfen Sie das Produkt vor Gebrauch auf Beschädigungen oder offensichtliche Mängel. Wählen Sie eine ruhige und angenehme Umgebung, um sich vollkommen zu entspannen und die Massage zu genießen.

02 Anlegen

Befolgen Sie die [ANLEGEHINWEISE], um das Produkt an der gewünschten Stelle anzulegen und es anschließend für einen festen Sitz anzupassen.

03 Einschalten

Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Es startet im Standardbetriebsmodus: 50 ° C Heizleistung, zweistufige Vibrationsmassage und ein 20-Minuten-Timer. Sollte sich das Gerät nicht einschalten lassen, ist möglicherweise der Akku schwach. Laden Sie ihn bitte auf und versuchen Sie es erneut.

04 Vibrationsintensität einstellen

Das Gerät ist standardmäßig auf zwei Vibrationsstufen eingestellt. Tippen Sie auf die Vibrationstaste, um die Vibrationsintensität zwischen 3, 0, 1 und 2 umzuschalten. Das Display zeigt an, wenn die Vibrationsfunktion deaktiviert ist.

05 Heiztemperatur einstellen

Das Gerät ist beim Einschalten standardmäßig auf 50 ° C eingestellt. Tippen Sie auf die Heiztaste, um die Temperatureinstellungen durchzuschalten: 55 ° C – 60 ° C – 65 ° C – 70 ° C – 0 – 45 ° C – 50 ° C. Im Display wird „O“ angezeigt, wenn die Heizfunktion deaktiviert ist.

06 Timer einstellen

Das Gerät ist beim Einschalten standardmäßig auf einen 20-Minuten-Timer eingestellt. Tippen Sie auf die Timer-Taste, um die Timer-Einstellungen durchzuschalten: 35 – 45 – 20 Min.

07 ° C/° F-Umschaltung

Halten Sie die Vibrations- und die Heiztaste gleichzeitig gedrückt, um zwischen den Temperatureinheiten ° C und ° F umzuschalten.

08 Tastensperre

Nach Abschluss der Einrichtung drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um die Bildschirmsperre zu aktivieren. Die Anzeige leuchtet grün, um den Sperrstatus zu bestätigen. Zum Entsperren drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut. Die Anzeige erlischt und der Bildschirm wird entsperrt.

09 Ausschalten

Das Gerät schaltet sich nach Ablauf des Timers automatisch aus.

Zum manuellen Ausschalten des Geräts halten Sie während des Gebrauchs den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis im Display „AUS“ angezeigt wird.

10. Aufbewahrung

Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör nach Gebrauch sicher an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

ÜBER DAS AUFLADEN

1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter. Der aktuelle Akkustand wird im Display angezeigt.
2. Sobald der Akkustand unter 20 % sinkt, laden Sie das Gerät bitte rechtzeitig auf.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Laden ausgeschaltet ist.
4. Nehmen Sie das mitgelieferte Ladekabel und verbinden Sie es mit dem Controller und dem Netzteil. Das Display des Controllers leuchtet auf und zeigt den Ladevorgang an. Die angezeigten Zahlen geben den aktuellen Akkustand an. Während des Ladevorgangs steigt der Wert langsam an.
5. Sobald „100 %“ auf dem Display des Controllers angezeigt wird, ist das Gerät vollständig geladen.

Hinweis: Verwenden Sie zum Laden bitte unser Original-Ladekabel. Andernfalls kann es zu Ladeproblemen oder unvollständigem Laden kommen. Bedienen Sie den Controller während des Ladevorgangs nicht, da dies zu Schäden führen kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor Gebrauch vollständig trocken ist.
2. Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder feuchter Umgebung.
3. Decken Sie das Produkt nicht mit Handtüchern oder anderen Gegenständen ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
4. Beginnen Sie bei der ersten Anwendung mit der niedrigsten Temperaturstufe und erhöhen Sie diese allmählich auf eine angenehme Stufe, um Verbrennungen zu vermeiden, insbesondere bei hitzeempfindlichen Personen.
5. Leichte Hautrötungen und Wärmegefühl nach der Anwendung sind normal. Brechen Sie die Anwendung jedoch ab und konsultieren Sie einen Arzt, wenn starke Rötungen oder Schwellungen auftreten.
6. Nicht direkt auf die Haut auftragen, wenn die Temperatur über 60 ° C liegt. Tragen Sie zum Schutz Socken.
7. Begrenzen Sie die kontinuierliche Anwendung auf maximal 30 Minuten. Längere Anwendung kann zu übermäßiger Wärmeentwicklung und Verbrennungsgefahr führen.
8. Einzelne Anwendungen sollten 45 Minuten nicht überschreiten, um Muskelermüdung oder Verbrennungen durch niedrige Temperaturen zu vermeiden.
9. Sollten während der Anwendung Verbrennungen auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und überprüfen Sie die Temperatureinstellungen.
10. Stellen Sie die Verwendung ein und kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn der Akku aufgebläht ist, ausläuft oder sich ungewöhnlich stark erhitzt.

11. Beenden Sie die Verwendung sofort, wenn Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen, Asthma usw.) auftreten, und suchen Sie gegebenenfalls ärztlichen Rat.
12. Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch aus und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort fern von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern, offenem Feuer) auf.
13. Nicht auf verletzter, entzündeter, geschwürter oder nicht verheilter Haut anwenden.
14. Nicht geeignet für Personen mit elektronischen medizinischen Implantaten (Herzschrittmacher, orthopädische Metallimplantate usw.), da Vibrationen die Funktion beeinträchtigen können.
15. Kinder (unter 12 Jahren) und ältere Menschen (über 75 Jahren) dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

WARNUNG


VOR DER ANWENDUNG EINEN ARZT KONSULTIEREN:

- Diabetiker
- Patienten mit Krampfadern oder Thrombose
- Schwangere/Frauen nach der Entbindung
- Personen mit Durchblutungsstörungen
- Personen mit empfindlicher Haut
- Personen mit chronischen Erkrankungen


*** Das Produkt verfügt über eine Wärmefunktion. Personen ohne Temperaturempfindlichkeit sollten vorsichtig sein.**

REINIGUNG UND WARTUNG


1. Vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker ziehen.
2. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch. Achten Sie dabei darauf, den USB-C-Anschluss nicht zu befeuchten. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder harte Bürsten.
3. Zum Trocknen flach hinlegen.
4. Dieses Produkt ist nicht für die Maschinenwäsche oder Handwäsche geeignet.
5. Nicht chemisch reinigen.




**Nicht
maschinenwaschbar**



Nicht auswringen



**Nicht im
Wäschetrockner
trocknen**



Nicht bügeln